



**KIT POUR LIPOFILLING VISAGE
KIT-NOVA-FACE
REF : NK-01S**

**FACE LIPOFILLING KIT
KIT-NOVA-FACE
REF: NK-01S**

FR

Utilisation prévue :

Les dispositifs contenus dans le kit pour lipofilling visage sont utilisés pour effectuer un transfert de graisse libre autologue. La procédure implique généralement la récolte de tissu adipeux avec lipoaspiration, la préparation du tissu aspiré avec diverses techniques et l'injection du tissu préparé dans les sites récepteurs.

Population cible :

Pour usage humain – Ne pas utiliser sur des enfants ou des femmes enceintes

Utilisateurs prévus :

Professionnels de la santé uniquement

Contre-indications et effets secondaires :

Les contre-indications et effets secondaires des canules d'infiltration et de prélèvement sont décrits dans la notice NUP-LT 'CANULES DE PRELEVEMENT ET D'INJECTION POUR LIPOTRANSFERT' jointe au kit

Les contre-indications et effets secondaires des canules pour comblement sont décrits dans la notice NUP-MI 'MICRO-CANNULES ET KITS D'INJECTION DE PRODUIT DE COMPLEMENT' jointe au kit

Instructions d'utilisation

La collecte et l'injection de tissu adipeux autologue sont réalisées en 1 étape chirurgicale sous anesthésie générale ou locale.

Une solution anesthésique est injectée en sous-cutané au niveau des points d'insertion prévus des canules. Cette injection est réalisée grâce à l'aiguille et une seringue non fournies dans le kit.

Le site de l'incision est désinfecté et une petite incision est réalisée grâce à une aiguille de 14G, réf IN-21X40 ou 8300013707. De petites incisions sont pratiquées à différents endroits en fonction de la zone à prélever, mais sont toujours conçues pour masquer la cicatrice chirurgicale.

Une tumescence de la zone à prélever peut être effectuée selon le besoin de l'utilisateur. La solution d'infiltration est perfusée dans les tissus avant la liposuction grâce à une canule d'infiltration (non fournie dans le kit).

Le prélèvement de la graisse est effectué grâce à la canule de prélèvement 8 trous $\varnothing$ 2,1 x 150 mm, réf CP141508H connectée à une seringue VacLoK AT® de 30 ml, réf VAC230. Le tissu adipeux peut être préparé par centrifugation après avoir été transféré dans des seringues de 10 ml (non fournies dans le kit) grâce au connecteur FLL/FLL, réf FD0993922-T. Les seringues une fois remplies sont obturées avec un bouchon Luer Lock, réf FD-0001711-MC avant centrifugation.

Le tissu adipeux est ensuite transféré dans des seringues plus petites (non fournies dans le kit) grâce au connecteur FLL/FLL, réf FD0993922-T afin de permettre la réinjection grâce à une canule de comblement sous-cutané.

Le site de d'injection est désinfecté et des petites incisions sont réalisées grâce à une aiguille 18G, réf IN-12X40 ou 4790012040 qui va permettre d'introduire la canule de réinjection de 18G. Le tissu adipeux est ainsi injecté via une canule pour comblement sous-cutané ø 1,25 x 110 mm, réf MI18110KR ou ø 0,81 x 40 mm, réf MI2140KR ou ø 0,81 x 70 mm, réf MI2170KR selon la zone injectée.

Avertissements et précautions :

Les avertissements des canules d'infiltration et de prélèvement sont décrits dans la notice NUP-LT 'CANULES DE PRELEVEMENT ET D'INJECTION POUR LIPOTRANSFERT' jointe au kit

Les avertissements des canules pour comblement sont décrits dans la notice NUP-MI 'MICRO-CANNULES ET KITS D'INJECTION DE PRODUIT DE COMPLEMENT' jointe au kit

Les avertissements et précautions des autres dispositifs sont décrits ci-après :

PRÉCAUTIONS DES DISPOSITIFS CONTENUS DANS LE KIT :

Lisez les instructions et les précautions sur chaque dispositif avant utilisation.

Précautions pour l'aiguille ZARYS dispoFINE, référence IN-21X40 et IN-12X40 :

Dispositif conçu pour les injections intraveineuses, intramusculaires et hypodermiques.

- Avant d'utiliser le produit, inspectez l'emballage pour vous assurer qu'il n'est pas endommagé.
- Ouvrez l'emballage et sortez l'aiguille
- Fixez l'aiguille à une seringue avec embout luer ou luer-lock
- Retirez soigneusement le capuchon de protection
- Effectuer une injection selon les techniques médicales aseptiques reconnues
- Jetez l'aiguille dans un récipient pour objets tranchants après l'injection
- Si l'aiguille est endommagée ou contaminée, remplacez-la par une neuve avant d'effectuer une injection

Si ce produit doit être utilisé pendant la préparation du médicament ou l'aspiration à partir d'un flacon ou d'un récipient similaire, il est recommandé d'utiliser une aiguille dont le diamètre ne dépasse pas 0,8 mm (n°8)

Compte tenu du risque de contamination du médicament par des morceaux d'un bouchon de flacon, il est recommandé d'effectuer une aspiration et une préparation du médicament avec des dispositifs spécialement conçus pour l'aspiration de médicament.

Précautions concernant la seringue Vac Lok AT™, référence VAC230 :

French

VAC ▸ LOK ▸ AT™

Seringue à pression négative

MODE D'EMPLOI

DESCRIPTION DU PRODUIT
La seringue à pression négative VacLok AT™, est une seringue universelle à piston, constituée d'un corps, d'un piston, un joint de piston et d'un système de verrouillage. Le piston peut être verrouillé dans n'importe quelle position le long du corps, afin de maintenir une pression négative constante.

INDICATIONS
La seringue à aspiration VacLok AT est utilisée pour injecter des fluides dans le corps ou en retirer. On peut également l'utiliser dans les cas où une seringue à aspiration est un choix préférable (par ex. thrombus, fluide provenant d'un abcès, bile, urine etc.).

AVANTAGES CLINIQUES
Administration ou retrait de fluides ou création d'un vide au cours des procédures appropriées.

PRÉCAUTIONS


- Lire les instructions du fabricant avant toute utilisation
- Mise en garde Rf Only : La législation fédérale des États-Unis stipule que ce dispositif ne peut être acheté que par l'intermédiaire ou sur ordonnance d'un médecin formé et/ou sachant se servir du dispositif.
- Inspecter le dispositif avant utilisation pour vérifier qu'aucun dommage ne s'est produit pendant l'expédition.
- Ne pas utiliser après la date d'expiration

DÉCLARATION DE MISE EN GARDE RELATIVE À LA RÉUTILISATION
Destiné à un usage unique. Ne pas réutiliser, ne pas retraiter, ne pas stériliser. La réutilisation, le retraitement ou la resterilisation risquent de compromettre l'intégrité structurelle du dispositif et/ou de provoquer une défaillance qui, à son tour, pourrait provoquer une blessure, une maladie, voire le décès du patient. La réutilisation, le retraitement ou la resterilisation pourraient également créer un risque de contamination du dispositif et/ou provoquer une infection ou une infection croisée du patient, y compris, mais sans s'y limiter, la transmission de maladie(s) infectieuse(s) par un patient.

CONTRE-INDICATIONS
Aucun connu

MODE D'EMPLOI

1. En utilisant une technique d'asepsie, ouvrir l'emballage contenant le produit stérile.
2. Inspecter en recherchant des dommages ou un assemblage défectueux.
3. Pour activer l'aspiration (Figure 1):
 - a. Tirer sur le piston jusqu'à l'emplacement désiré.
 - b. Faire pivoter le piston dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il s'arrête et se verrouille.
4. Pour désactiver l'aspiration (Figure 2):
 - a. Faire pivoter le piston dans le sens anti-horaire jusqu'à ce que le piston s'arrête.
5. Pour aspirer des fluides sans verrouiller la seringue, tirer sur le piston et maintenir la pression sans faire pivoter le piston.



Exactitude de la capacité nominale selon ISO 7886-1

	Usage unique
	Mise en garde
	Appropriété
	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé et consulter le mode d'emploi
	Fabricant
	Date limite d'utilisation : AAAA-MM-JJ
	Représentant agréé au sein de l'Union européenne
	Numéro de référence
	Numéro de lot
	Date de fabrication : AAAA-MM-JJ
	Dispositif médical
	Identifiant unique du dispositif
	Consulter le mode d'emploi. Pour une version électronique, scanner le code QR, ou se rendre à l'adresse www.merit.com/ifu et saisir l'identification du mode d'emploi. Pour en obtenir un exemplaire papier, appeler le service clientèle américain ou européen.
	Ne pas stériliser
	Système de barrière stérile à usage unique
	Stérilisé à l'oxyde d'éthylène



CE 2797
www.merit.com



Manufacturer:
Merit Medical Systems, Inc.
1600 West Merit Parkway
South Jordan, Utah 84095 U.S.A.
1-801-253-1600
U.S.A. Customer Service 1-800-356-3748



Authorized Representative:
Merit Medical Ireland Ltd
Parkmore Business Park West, Galway, Ireland
EC Customer Service +31 43 3588222

402533002MLP_001 ID 2020-07-29

EN

Intended use:

The devices contained in the face lipofilling kit are used to perform autologous free fat transfer. The procedure usually involves harvesting adipose tissue with liposuction, preparing the aspirated tissue with various techniques and injecting the prepared tissue into the receptor sites.

Target population:

For human use - Do not use on children or pregnant women

Intended users:

Health professionals only

Contraindications and side effects:

Contraindications and side effects of infiltration and sampling cannulas are described in the NUP-LT leaflet 'TAKING AND INJECTION CANNULAS FOR LIPOTRANSFER' attached to the kit

The contraindications and side effects of filling cannulas are described in the NUP-MI leaflet 'MICRO CANNULAS AND FILLER INJECTION KITS' attached to the kit

Instructions For Use:

The collection and injection of autologous adipose tissue are performed in 1 surgical step under general or local anesthesia.

An anesthetic solution is injected subcutaneously at the planned insertion points of the cannulas. This injection is performed using a needle and syringe not provided in the kit. The incision site is disinfected and a small incision is made using a 14G needle, ref IN-21X40 or 8300013707. Small incisions are made in different places depending on the area to be collected but are always designed to hide the surgical scar.

Tumescence of the area to be sampled can be performed according to the user's needs. The infiltration solution is infused into the tissues before liposuction using an infiltration cannula (not supplied in the kit).

The fat is collected using the 8-hole $\varnothing$ 2.1 x 150 mm fat harvesting cannula, ref CP141508H connected to a 30 ml VacLoK AT® syringe, ref VAC230. Adipose tissue can be prepared by centrifugation after being transferred to 10 ml syringes (not supplied in the kit) using the FLL / FLL connector, ref FD0993922-T. Once filled, the syringes are sealed with a Luer Lock cap, ref FD-0001711-MC before centrifugation.

The adipose tissue is then transferred into smaller syringes (not supplied in the kit) using the FLL / FLL connector, ref FD0993922-T in order to allow reinjection using a subcutaneous filling cannula.

The injection site is disinfected and small incisions are made using an 18G needle, ref IN-12X40 or 4790012040 which will allow the insertion of the 18G reinjection cannula.

The adipose tissue is thus injected via a cannula for subcutaneous filling $\varnothing$ 1.25 x 110 mm, ref MI18110KR or $\varnothing$ 0.81 x 40 mm, ref MI2140KR or $\varnothing$ 0.81 x 70 mm, ref MI2170KR depending on the area injected.

Warnings and precautions:

The warnings and precautions of the infiltration and harvesting cannulas are described in the NUP-LT leaflet 'HARVESTING AND INJECTION CANNULAS FOR LIPOTRANSFER' attached to the kit

The warnings and precautions for filling cannulas are described in the NUP-MI 'MICRO CANNULA AND FILLER INJECTION KITS' notice attached to the kit.

CAUTIONS OF THE DEVICES CONTAINED IN THE KIT:

Read the instructions and precautions on each device before use.

Cautions for the needle ZARYS dispoFINE, Reference IN-21X40 and IN-12X40:

Device designed for intravenous, intramuscular and hypodermic injections.

- Before using the product, inspect the packaging to make sure it is not damaged.
- Open the packaging and pull out the needle
- Attach the needle to a syringe with luer or luer-lock tip
- Carefully remove the protective cap
- Perform an injection according to the effective aseptic medical techniques
- Discard the needle into a sharps container after the injection
- If the needle is damaged or contaminated, replace it with a new one before you perform an injection

If this product is to be used during drug preparation or aspiration from a vial or similar container, it is recommended to use a needle with the diameter not exceeding 0,8 mm (no. 8)

Considering the risk of contaminating the drug with pieces of a vial stopper, it is recommended to perform drug aspiration and preparation with devices designed specifically for drug aspiration.

Precautions concerning the Vac Lok AT™ syringe, reference VAC230:

English

VAC ▶ LOK ▶ AT™

Vacuum Pressure Syringe

INSTRUCTIONS FOR USE

PRODUCT DESCRIPTION
The VacLok AT™ Vacuum Pressure Syringe, is a general piston syringe constructed using a barrel, plunger, piston seal and locking mechanism. The plunger may be locked in any position along the length of the barrel to maintain a constant vacuum pressure.

INDICATIONS FOR USE
The VacLok AT Vacuum Syringe is used to inject fluids into, or withdraw fluids from the body. It can also be used in cases where a vacuum syringe is preferred (e.g. thrombus, abscess fluid, bile, urine etc.).

CLINICAL BENEFITS
Administration or withdrawal of fluids or the creation of a vacuum during appropriate procedures.

PRECAUTIONS

- Read manufacturer's instructions prior to use
- Rx Only Caution: Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician trained and/or experienced in the use of the device.
- Inspect the device prior to use to verify that no damage has occurred during shipping.
- Do not use after expiration date

REUSE PRECAUTION STATEMENT
For single patient use only. Do not reuse, reprocess or re sterilize. Reuse, reprocessing or re sterilization may compromise the structural integrity of the device and/or lead to device failure which, in turn, may result in patient injury, illness or death. Reuse, reprocessing or re sterilization may also create a risk of contamination of the device and/or cause patient infection or crossinfection, including, but not limited to, the transmission of infectious disease(s) from one patient.

CONTRAINDICATIONS
None known

INSTRUCTIONS FOR USE

- Using aseptic technique, open the package containing the sterile product.
- Inspect for damage or improper assembly.
- To activate vacuum pressure (Figure 1):
 - Pull plunger back to desired location.
 - Twist plunger clockwise until it stops and locks into place.
- To disconnect vacuum pressure (Figure 2):
 - Twist plunger counter-clockwise until plunger stops.
- To aspirate fluids without locking the syringe, pull plunger back and maintain pressure without turning the plunger.




Figure 1




Figure 2

Nominal capacity accuracy per ISO 7886-1

	Single use
	Caution
	Non-pyrogenic
	Do Not Use if Package is Damaged and Consult Instruction for Use
	Manufacturer
	Use by date: YYYY-MM-DD
	Authorized Representative in European Community
	Catalog number
	Lot number
	Date of Manufacture: YYYY-MM-DD
	Medical Device
	Unique Device Identifier
	Consult Instructions for Use For electronic copy scan QR code, or go to www.merit.com/ifu and enter IFU ID. For printed copy, call U.S.A. or EU Customer Service
	Do not re sterilize
	Single sterile barrier system
	Sterilized Using Ethylene Oxide



CE 2797
www.merit.com



Manufacturer:
Merit Medical Systems, Inc.
1600 West Merit Parkway
South Jordan, Utah 84095 U.S.A.
1-801-253-1600
U.S.A. Customer Service 1-800-356-3748



Authorized Representative:
Merit Medical Ireland Ltd
Parkmore Business Park West, Galway, Ireland
EC Customer Service +31 43 3588222

402533002MLP_001 ID 2020-07-29

IT

Destinazione d'uso

I dispositivi contenuti nel kit di lipofilling facciale vengono utilizzati per eseguire il trasferimento di grasso autologo libero. La procedura prevede in genere il prelievo di tessuto adiposo mediante liposuzione, la preparazione del tessuto aspirato con varie tecniche e l'iniezione del tessuto preparato nei siti riceventi.

Popolazione target:

Per uso umano - Non utilizzare su bambini e donne in gravidanza.

Utilizzatori:

Solo operatori sanitari

Controindicazioni ed effetti collaterali:

Le controindicazioni e gli effetti collaterali delle cannule di infiltrazione e di prelievo sono descritti nel foglio illustrativo NUP-LT "CANNULE DI PRELIEVO E DI INIEZIONE PER LIPOTRANSFERT" incluso nel kit.

Le controindicazioni e gli effetti collaterali delle cannule di riempimento sono descritti nel foglio illustrativo NUP-MI "MICRO-MICRO-CANNULE e KIT D'INIEZIONE DI PRODOTTO DI RIEMPIMENTO " incluso nel kit.

Istruzioni per l'uso

Il prelievo e l'iniezione di tessuto adiposo autologo vengono eseguiti in un'unica fase chirurgica in anestesia generale o locale.

Sottocute a livello del punto di iniezione della cannula viene iniettata una soluzione anestetica. Questa iniezione viene effettuata con l'ago e la siringa non forniti nel kit.

Il sito di incisione viene disinfettato e viene praticata una piccola incisione con un ago 14G, rif. IN-21X40. In punti diversi in funzione della zona di prelievo vengono eseguite delle piccole incisioni quasi sempre praticate per mascherare la cicatrice chirurgica.

Una tumescenza dell'area da rimuovere può essere eseguita in base alle esigenze dell'utilizzatore. La soluzione di infiltrazione viene infusa nel tessuto prima della liposuzione utilizzando una cannula di infiltrazione (non inclusa nel kit).

Il prelievo del grasso viene eseguito con la cannula di prelievo a 8 fori $\varnothing$ 2,1 x 150 mm, cod. CP141508H, collegata a una siringa VacLoK® da 30 ml, cod. VAC130. Il tessuto adiposo può essere preparato mediante centrifugazione dopo essere stato trasferito in siringhe da 10 ml (non incluse nel kit) utilizzando il connettore FLL/FLL, rif. FD0993922-T. Le siringhe riempite vengono sigillate con un tappo Luer Lock, codice FD-0001711-MC, prima della centrifugazione.

Il tessuto adiposo viene quindi trasferito in siringhe più piccole (non fornite nel kit) utilizzando il connettore FLL/FLL, rif. FD0993922-T per consentire la reiniezione con una cannula di riempimento sottocutaneo.

Il sito di iniezione viene disinfettato e vengono praticate piccole incisioni con un ago 18G, rif. IN-12X40, che consentiranno di introdurre la cannula di reiniezione 18G. Il tessuto adiposo viene quindi iniettato tramite una cannula per il riempimento sottocutaneo ø 1,25 x 110 mm. rif. MI18110KR o ø 0,81 x 40 mm. rif. MI2140KR o ø 0,81 x 70 mm, rif. MI2170KR a seconda dell'area iniettata.

Avvertenze e precauzioni:

Le avvertenze per le cannule di infiltrazione e di prelievo sono descritte nel foglietto illustrativo NUP-LT " CANNULE DI PRELIEVO E DI INIEZIONE PER LIPOTRANSFERT " incluso nel kit.

Le avvertenze per il riempimento delle cannule sono descritte nel foglio illustrativo NUP-MI "MICRO-CANNULE E KIT DI INIEZIONE DI PRODOTTO DI RIEMPIMENTO " incluso nel kit.

Le avvertenze e le precauzioni per altri dispositivi sono descritte di seguito:

PRECAUZIONI PER I DISPOSITIVI DEL KIT :

Prima dell'uso, leggere le istruzioni e le precauzioni riportate su ciascun dispositivo.

Precauzioni per l'ago ZARYS dispoFINE, codice IN-21X40 e IN-12X40:

Dispositivo progettato per iniezioni endovenose, intramuscolari e ipodermiche.

- Prima di utilizzare il prodotto, controllare che l'imballaggio non sia danneggiato.
- Aprire la confezione e rimuovere l'ago
- Collegare l'ago a una siringa con punta luer o luer-lock
- Rimuovere con cautela il cappuccio di protezione
- Eseguire un'iniezione secondo le tecniche mediche asettiche accettate.
- Dopo l'iniezione, smaltire l'ago in un contenitore per oggetti taglienti.
- Se l'ago è danneggiato o contaminato, sostituirlo con uno nuovo prima di effettuare l'iniezione.

Se il prodotto deve essere utilizzato durante la preparazione del farmaco o l'aspirazione da una fiala o da un contenitore simile, si raccomanda di utilizzare un ago con un diametro non superiore a 0,8 mm (n. 8).

In considerazione del rischio di contaminazione del medicinale da parte di pezzi del tappo del flacone, si raccomanda di effettuare una aspirazione e la preparazione del medicinale con dispositivi appositamente progettati per l'aspirazione del medicinale.

Precauzioni relative alla siringa Vac Lok AT™, riferimento VAC230:

Italian

VAC-LOK-AT™

Siringa a pressione sottovuoto

ISTRUZIONI PER L'USO

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
La siringa a pressione sottovuoto VacLok AT™ è una siringa a pistone standard costruita usando un cilindro, stantuffo, guarnizione del pistone e meccanismo di blocco. È possibile bloccare lo stantuffo in qualsiasi posizione sulla lunghezza del cilindro per mantenere una pressione sottovuoto costante.

INDICAZIONI PER L'USO
La siringa sottovuoto VacLok AT viene usata per iniettare fluidi nel corpo o aspirarli. Può anche essere usata in casi in cui è preferibile una siringa sottovuoto (e.g. trombo, fluido da accesso, bile, urina, ecc.).

BENEFICI CLINICI
Somministrazione o prelievo di fluidi o creazione di vuoto durante le procedure appropriate.

PRECAUZIONI


- Leggere le istruzioni del costruttore prima dell'uso
- Rx Only - Attenzione: la legge federale (USA) limita la vendita di questo dispositivo ai soli medici addestrati a e/o esperti nell'uso dello stesso o dietro prescrizione medica.
- Ispezionare il dispositivo prima dell'uso per controllare che non si siano verificati danni durante il trasporto.
- Non usare dopo la data di scadenza.

DICHIARAZIONE PRECAUZIONALE PER IL RIUTILIZZO
Esclusivamente monopaziente. Non riutilizzare, ritrattare o risterilizzare. Il riutilizzo, il ritrattamento o la risterilizzazione possono compromettere l'integrità strutturale del dispositivo e/o causare il malfunzionamento che, a sua volta, potrebbe provocare lesioni, malattie o la morte del paziente. Il riutilizzo, il ritrattamento o la risterilizzazione può anche rappresentare un rischio di contaminazione del dispositivo e/o causare infezioni del paziente o infezioni crociate inclusa, ma non limitata a, la trasmissione di malattie infettive da un paziente.

CONTROINDICAZIONI
Nessuna nota

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Aprire con tecnica asettica la confezione contenente il prodotto sterile.
2. Ispezionare per l'eventuale presenza di danni o assemblaggio improprio.
3. Per attivare la pressione sottovuoto (Figura 1):
 - a. Tirare indietro lo stantuffo fino alla posizione desiderata.
 - b. Ruotare lo stantuffo in senso orario fino a quando si arresta e si blocca in posizione.
4. Per disattivare la pressione sottovuoto (Figura 2):
 - a. Ruotare lo stantuffo in senso antiorario fino a quando si arresta.
5. Per aspirare fluidi senza bloccare la siringa, tirare indietro lo stantuffo e mantenere la pressione senza ruotarlo.



Precisione della capacità nominale secondo ISO 7886-1

	Monouso
	Attenzione
	Apyrogeno
	Non utilizzare se la confezione è danneggiata e consultare le istruzioni per l'uso
	Produttore
	Data di scadenza: AAAA-MM-GG
	Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea
	Numero di catalogo
	Numero di lotto
	Data di fabbricazione: AAAA-MM-GG
	Dispositivo medico
	Identificazione unica del dispositivo
	Consultare le Istruzioni per l'uso Per una copia elettronica, eseguire la scansione del codice QR oppure visitare il sito www.merit.com/ifu e immettere l'ID presente nelle istruzioni per l'uso. Per una copia stampata, contattare il Servizio clienti negli Stati Uniti d'America o nell'Unione Europea.
	Non risterilizzare
	Sistema di barriera sterile singolo
	Sterilizzato con ossido di etilene



CE 2797
www.merit.com



Manufacturer:
Merit Medical Systems, Inc.
1600 West Merit Parkway
South Jordan, Utah 84095 U.S.A.
1-801-253-1600
U.S.A. Customer Service 1-800-356-3748



Authorized Representative:
Merit Medical Ireland Ltd
Parkmore Business Park West, Galway, Ireland
EC Customer Service +31 43 3588222

402533002MLP_001 ID 2020-07-29

Meanings of symbols / Signification des symboles / Significati dei simboli:

	EN: Do not use if the packaging is damaged FR: Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé IT: Non utilizzare se la confezione è danneggiata		EN: Manufacturing date FR: Date de fabrication IT: Data di produzione
	EN: See instructions for use FR: Lire les instructions d'utilisation IT: Vedi le istruzioni per l'uso		EN: Use by FR: À utiliser avant la date IT: Utilizzare per
	EN: Manufactured by FR: Fabriqué par IT: Fabbriato da		EN: Keep away from sunlight FR: Tenir loin du soleil IT: Tenere lontano dalla luce del sole
	EN: Single use FR: Usage unique IT: Monouso		EN: Non-pyrogenic FR: Non pyrogène IT: Apirogeno
	EN: Do not re-sterilize FR: Ne pas restériliser IT: Non risterilizzare		EN: Keep dry FR: Garder au sec IT: Mantenere asciutto
	EN: Storage temperature FR: Température de stockage IT: Temperatura di conservazione		EN: Read the precautions for use FR: Lire les précautions d'emploi IT: Leggere le precauzioni per l'uso
	EN: Humidity limitation FR: Limites d'humidité IT: Limite di umidità		EN: Authorized Representative FR: Représentant autorisé IT: Rappresentante autorizzato

Assemblé par / Assembled by / Assemblato da:

Aesthetic Group

ZA La Gobette

60540 Puisieux le Haubergier – France

On behalf of / Pour / Per conto di:

Novantis Médical

130 chemin du Moulin VEDEL

30900 NIMES – France

contact@novantis.fr

Tel. 09.82.26.72.18

NUP-NK-01S – Rev4 – 13/06/2022