

SUPPORT	☐ ETIQUETTE BLANCHE FORMAT :
	☐ 80 X 40 MM ☐ 80 X 60 MM ☒ 110 X 152 MM
	☐ Autre :

CONDITIONNEMENT	Composition du sachet / Pouch composition	Gaine PE largeur 140 mm PE pouch width 140 mm
	Date de péremption / Expiration date	Péremption la plus courte des dispositifs présents dans le kit The shortest expiry of devices in the kit
	Étiquettes boîte / Box labels	E11-NK-01S

NOVANTIS
MÉDICAL

1 Pc(s)

KIT-NOVA-FACE

1x fat harvesting cannula / canule de prélèvement de graisse
/ cannula di aspirazione del grasso



Ø 2,10mm x 150mm - 8 holes / trous / fori

1x filling cannula / canule de comblement / cannula di re-iniezione



Ø 1,25mm x 110mm - 1 hole / trou / foro

1x filling cannula / canule de comblement / cannula di re-iniezione



Ø 0,81mm x 70mm - 1 hole / trou / foro

1x filling cannula / canule de comblement / cannula di re-iniezione



Ø 0,81mm x 40mm - 1 hole / trou / foro

1x aiguille / needle / ago 14G x 40 mm



1x aiguille / needle / ago 18G x 40 mm

2x FLL-FLL connectors / connecteurs / connettori

4x caps / bouchons / tappi

1x syringe / seringue / siringa VAC LOCK AT™ 30ml



REF NK-01S



YYYY-MM-DD

LOT LLLL



YYYY-MM-DD



Assembled by / Assemblé par
/ Assemblato da :
Aesthetic Group -
60540 Puiseux Le Haubergier - FR



(01)3701068808085
(10)LLLL
(17)YYMMDD

On behalf of / Pour / Per conto di :
Novantis Médical

130 chemin du Moulin VEDEL
30900 NIMES - France
contact@novantis.fr
Tel. 09.82.26.72.18



E01/NK-01S IND4