

CANULE DE LIPOSUCCION

POWER CANNULA



Canule pour **liposuction des graisses**, en **acier médical** et **manche de haute précision** et rigidité, à faible frottement et excellente stabilité dimensionnelle, ce qui en fait la plus **légère au monde**. Conçue pour des **performances maximales** et pour répondre aux exigences les plus élevées des professionnels de la santé.

Mercedes



Canule à trois trous à son extrémité, efficace pour le prélèvement de tissus mous sur plusieurs plans

Tonnard



5 rangées de 4 orifices, soit 20 trous réparties sur 360°

Accelerator



Disponible en 3 trous



Disponible en 6 trous, aspiration plus rapide

Basket



Disponible en simple



Disponible en double

TriPort



Canule à 3 trous dans le modèle linéaire

Khouri



Douze trous en 3 lignes de 4 trous linéaires.

Accelerator



Canule la plus courante pour l'ablation des tissus mous, l'orifice unique est situé à 180° de l'appui du pouce sur l'embase

Tailles disponibles

Ø 2.0mm X 15cm
Ø 2.0mm X 20cm
Ø 2.0mm X 25cm
Ø 2.0mm X 30cm
Ø 2.0mm X 35cm
Ø 3.0mm X 15cm
Ø 3.0mm X 20cm
Ø 3.0mm X 25cm
Ø 3.0mm X 30cm
Ø 3.0mm X 35cm
Ø 4.0mm X 15cm
Ø 4.0mm X 20cm
Ø 4.0mm X 25cm

Ø 4.0mm X 30cm
Ø 4.0mm X 35cm
Ø 5.0mm X 15cm
Ø 5.0mm X 20cm
Ø 5.0mm X 25cm
Ø 5.0mm X 30cm
Ø 5.0mm X 35cm
Ø 6.0mm X 15cm
Ø 6.0mm X 20cm
Ø 6.0mm X 25cm
Ø 6.0mm X 30cm
Ø 6.0mm X 35cm

Pour commander :

+33 (0)4.12.05.25.95

contact@colibrismedical.com