

## SYSTÈMES DE NETTOYAGE ET DE STÉRILISATION



### Tulip CellFriendly™

Brosses de nettoyage pour instruments Ces brosses polyvalentes sont les seules spécialement conçues pour nettoyer l'intérieur des canules CellFriendly. Les poils en nylon doux nettoient sans endommager la surface Cell Friendly. Brosse de nettoyage autoclavable.

#### Référence - Taille disponible (pack de 10u):

BRUSH-SM - 17/16g ; longueur 20cm  
 BRUSH-XS - 19/18g ; longueur 12cm  
 BRUSH-MED - 14/13/11g ; longueur 30cm  
 BRUSH-MED-XL- 14/13/11g ; longueur 60cm  
 BRUSH-LG - 9/7g - longueur 40cm  
 BRUSH-XL - 9/7g .- longueur 60cm

### Tulip™ Bâtonnets de nettoyage pour micro-injecteurs

Garantis pour ne pas rayer, gratter ou contaminer. Les bâtonnets souples Tulip Cannula Cleaning Soft Picks™ constituent la solution de nettoyage jetable idéale pour les canules de diamètre très fin et les micro-injecteurs CellFriendly™. Bâtonnet de nettoyage autoclavable.

#### Référence - Taille disponible (pack de 10u):

TSP19/20 - 19/20g ; longueur 10cm  
 TSP16/17/18 - 16/17/18g ; longueur 15cm  
 TSP11/13/14 - 11/13/14g ; longueur 25cm