

BLOQUES SERINGUES



Johnnie Lok™

Bloc de seringues

Référence - Taille disponible :

LOK60BD - 60cc BD

LOK20BD - 20cc BD

LOK10BD- 10cc BD



Snap Loks™

Bloc de seringues. Ces fermetures rapides pour seringues s'insèrent dans les brides du piston de la seringue. Lorsque le piston est retiré, le verrou s'ouvre sur le cylindre pour maintenir la seringue sous vide.

Disponible pour toutes les seringues 20cc et 60cc.

Référence - Taille disponible :

SNAP10BD - 10cc BD

SNAP20BD - 20cc BD

SNAP60BD - 60cc BD

Tulip Gold Standard™ - Caisses autoclavables

Les caisses autoclavables Tulip Gold Standard sont conçus pour protéger, abriter et stocker les instruments Tulip.



New!



Porte seringues Tulip Z Stand™

Le porte seringue idéal pour décanter et réserver le tissu adipeux

Disponible en 2 tailles :

- Large pour seringues de 20cc – 60cc
- Small pour seringues de 1cc – 12cc